

Citra-Lock™

Roztok pro uzavření katétru, 20 lahviček á 5 ml

Popis výrobku:

30 % citronu trisodný roztok. Citra-Lock™ se dodává sterilní a jako čirý bezbarvý roztok. Hodnota pH je upravena na přibližně 6,7. Aseptická technika musí být vždy dodržována. Každá lahvička na jedno použití obsahuje 5 ml.

Určené použití:

Yarabek Citra-Lock™ je určen vřhradně jako roztok pro uzavření katétru, přičemž zabránuje srážení krve a infekci v jakémkoli typu intravenózního katétru. Slouží jako prevence:

- Srážení krve v katétru
- Bakteriální infekce v katétru

A omezuje:

- Tvorba biofilmu v katétru

Funkece:

Citronan trisodný způsobuje antikoagulači chelataci ionizovaného vápníku v mimotělném oběhu do rozpustného komplexu. Protože vápník je nejdůlnou součástí kaskády srážení, jeho lokální odstranění citronanem zabránuje aktivaci kofaktorů srážení, faktorů X a protrombinu a konečně tvorbe fibrinu. Antimikrobiální účinek a snížení tvorby biofilmu prostřednictvím vazby a odstranění Ca²⁺ z okolního prostředí. Ca²⁺ může regulovat několik genů odpovědných za růst a přežití mikrobů.

Varování:

- Citra-Lock™ je určen pouze pro použití pro uzavření katétru
- Citra-Lock™ se nesmí aplikovat ani přímo intravenózní injekcí, ani přidávat do infuze
- Má je používat pouze kvalifikovaný a vyskolený personál
- Lahvičku nepoužívejte, pokud je porušeno těsnění
- Citra-Lock™ je pouze pro jednorázové použití. Nepoužívejte jednu lahvičku pro více pacientů
- Nepoužíte části zlikvidujte!
- Použítí dříve otevřených injekčních lahviček (porušené těsnění) nebo použití nepoužitých částí přípravku může mít za následek bakteriální nebo infekci v místě katétru u pacienta v důsledku kontaminace nosedených částí injekčních lahviček nebo částí přípravku
- Přípravek Citra-Lock™ aplikujte pouze v případě, že je znám přesný objem katétru (viz pokyny výrobce katétru)
- Skládajte při pokojové teplotě. Chraňte před zamrznutím!
- Nepoužívejte výrobek, pokud jste alergičtí na některou ze složek!
- Každý závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s přípravkem Citra-Lock™, nahlaste výrobci a příslušnému orgánu, který má pravomoc v členské státě, v němž je uživatel a/ nebo pacient usazen.

Vedlejší účinky:

- Nejsou známy žádné vedlejší účinky, pokud se roztok používá k uzavření katétru.
- V případě, že se přípravek Citra-Lock™ dostane neúmyslně do žíly, může se objevit parestézie a/ nebo dysgezie.

Návod k použití:

- Aseptická technika musí být dodržována po celou dobu.
- Před zahájením dialyzačního sezení je třeba pomocí injekční stříkačky odsát přípravek Citra-Lock™, který byl do katétru zaveden během předchozího sezení, a zlikvidovat jej v souladu s pravidly pro nakládání s biologickým odpadem platnými daném zdravotnickém zařízení.
- Propíchněte lumen každého katétru s 5 ml sterilního roztoku 0,9% chloridu sodného, abyste odstranili zbytky krve z předchozí operace.
- Z injekční lahvičky odeberte přesný objem přípravku Citra-Lock™ (předepsaný výrobcem katétru) pomocí 5ml nebo menší odměrné stříkačky, abyste zajistili přesný objem.
- Do katétru pomalu vstříkujte daný objem přípravku Citra-Lock™ (po dobu 5-10 s).

Amacılan Kullanim:

Suda %30 trisodiyum sitrat. Steril olarak teslim edilen Citra-Lock™, seffaf ve renkizir bir solusiyon olarak sunulur. pH, yaklasik 6,7 olarak ayarlanmistir. Aseptik teknigi her zaman uyulmalidir. Tek kullanimlik her bir flakon 5 ml solusiyon icerir.

Amacılan Kullanim:

Amacılan Kullanim: Citra-Lock™, herhangi bir tip intravenöz kateterde kanın pıhtılaşmasını ve enfeksiyonu önlemek amacıyla, yalnızca kateter kiliti solusiyonu olarak kullanıma yöneliktir. Şunlan önlemeyi amaçlar:

- Kateterdeki kanın pıhtılaşması
- Kateterde bakteriyel enfeksiyonlar

Aynı zamanda şunlan azaltmasını amaçlar:

- Kateterde biyofilm oluşumu

Performans:

Trisodiyum sitrat, ekstrakorporeal devrede iyonize kalsiyumun çözünür bir kompleks halinde şelatlanmasını ile pıhtıların önlenmesini sağlar. Kalsiyum, pıhtılaşma kaskadına dahil olan entegre bir iyon olduğlu için sitrat ile yerel giderme, pıhtılaşma yardımcı kofaktörleri, faktör X ve protrombinin aktivasyonunu ve nihai olarak fibrin oluşumunu engeller. Ortamdaki Ca²⁺'nin bağlanması ve giderilmesi ile antimikrobiyal etkilidir ve biyofilm oluşumunu azaltır. Ca²⁺, mikropaların gelişimi ve hayatta kalmasını neden olan birkaç genin ekspresiyonunu etkiler.

Uyarılar:

- Citra-Lock™, yalnızca Kateter Kilidi olarak kullanıma yöneliktir!
- Citra-Lock™ direkt intravenöz enjeksiyon olarak uygulanamaz veya infüzyona eklenemez
- Yalnızca vasfili ve gerekli eğitimde sahip personel tarafından kullanılmalıdır
- Mühür kırılmışsa flakonu kullanmayın!
- Citra-Lock™ yalnızca tek kullanımlıktır. Bir flakonu birden fazla hasta için kullanmayın!
- Kullanılmamış kısımları atın!
- Onceden açılmış flakonların (mühür kırılmış) ya da kullanılmamış kısımların kullanılması, bu tür flakonların veya kısımların bakteriyel kontaminasyonu nedeniyile hastada bakteriyemi ya da kateterle ilgili enfeksiyonu neden olabılır!
- Yalnızca kesin kateter hasarı biliniyorsa (kateter üreticisinin talimatlarına bakın) Citra-Lock™ enjekte edin!
- Oda sıcaklığında saklayın. Donmasını engelleyin!
- Ürünü, bileşenlerinden herhangi birine alerjisi olan kişilere kullanmayın!
- Citra-Lock™ ile bağlanmalı olarak meydana gelen her türlü ciddi olayı üreticiye ve kullanıcı ve/veya hastanın bulunduğu Üye Devlet içerisinde ilgili yetkisine sahip olan yetkili makama bildirin.

Yan Etkiler:

- Solusiyon bir kateter kilidi olarak kullanıldığında bilinen yan etkisi yoktur.
- Citra-Lock™ kazara toplardamara girerse parestesi ve/veya disgi meydana gelebilir.

Kullanım Talimatları:

- Aseptik teknigi her zaman uyulmalıdır.
- Dializ seansı başlandıandan önce, bir önceki seansta kateterlere enjekte edilen Citra-Lock™ şırınga yardımıyla aspire edilmedi ve kurumun biyolojik tehlikele atık politikası uyanınca bertaraf edilmelidir.
- Önceki işlemlerden geriye kalan kanı gidermek için her kateter lümeni 5 ml steril %0,9 sodyum klorür solusiyonuyla yıkayın.
- Doğru hacmi sağladınan için 5 ml veya daha küçük ölçekli bir şırınga kullanınlarak tam Citra-Lock™ yıkama hacmini (kateter üreticisi tarafından belirtilen) şıje edin alın.
- Yıkama hacmindeki Citra-Lock™ katetere yavaşça enjekte edin (5-10 saniye süreyle).

Opis produktu:

30% roztwór cytrynianu trójsodowego w wodzie. Citra-Lock™ dostarczany jest w stanie jalkowym jako przejrzysty, bezbarwny roztwór. Wartość pH dostosowano do około 6,7. Należy zawsze stosować zasady aseptyki. Każda folka jednorazowego użytku zawiera 5 ml.

Przeznaczenie:

Citra-Lock™ przeznaczony jest wyłącznie do stosowania jako roztwór zabezpieczający cewnik, zapobiegający krzepnięciu krwi i zakażeniom w przypadku każdego typu cewnika dożylnego. Zapobieganie:

- krzepnięciu krwi w cewniku;
- zakażeniom bakteryjnym w cewniku.

I zmniejszenie:

- tworzenia się biofilmu w cewniku.

Działanie:

Cytrynian trójsodowy wywołuje działanie przeciwalkrepcowe poprzez chelatowanie zjonizowanego wapnia w obiegu pozaustrojowym do postaci rozpuszczalnego kompleksu. Ker je kalcj integralni ion, ki sodeluje v kaskadi strjevanja krvi, lokalna odstranitev s citratom prepreči aktivacijo kofaktorjev strjevanja krvi, faktora X in protrombina ter končno tvorbo fibrina. Protimikrobni učinek in znižanje tvorby biofilma posredstvom vezanja a odstranjanja Ca²⁺ v okolilnem prostoru. Ca²⁺ može regulovat večere gene odgovorne za rast a preživetje mikrobov.

Výkon:

Citrát trisodný spôsobuje antikoagulačnú chelatačiou ionizovaného vápníka v zunajtelesnom obehu na rozpustný komplex. Ker je kalcij integralný ion, ki sodeluje v kaskadi strjevanja krvi, lokalna odstranitev s citratom prepreči aktivacijo kofaktorjev strjevanja krvi, faktora X in protrombina ter končno tvorbo fibrina. Protimikrobni učinek in znižanje tvorby biofilma posredstvom vezanja a odstranjanja Ca²⁺ v okolilnem prostoru. Ca²⁺ lahko uravnava več genov, odgovornih za rast in preživetje mikrobov.

Opis izdelka:

30% trinitratnega citrata v vodi. Raztopina Citra-Lock™ se dobavlja sterilna in kot bistra brezbarvna raztopina. Vrednost pH je prilagojena na približno 6,7. Vedno je treba uporabljati aseptično tehniko. Ena viala za enkratno uporabo vsebuje 5 ml.

Predvidena uporaba:

Raztopina Citra-Lock™ se uporablja izključno kot raztopina za zapiranje katetrov za preprečevanje koagulacije krvi in okužb v vseh vrstah intravenskih katetrov. Preprečuje:

- strjevanje krvi v katetru
- bakterijske okužbe v katetru

In zmanjšuje:

- nastajanje biofilma v katetru

Delovanje:

Trinitratni citrat povzroča antikoagulacijo s keliranjem ioniziranega kalcija v zunajtelesnem krogu v topen kompleks. Ker je kalcij integralni ion, ki sodeluje v kaskadi strjevanja krvi, lokalna odstranitev s citratom prepreči aktivacijo kofaktorjev strjevanja krvi, faktora X in protrombina ter končno tvorbo fibrina. Protimikrobni učinek in znižanje tvorbe biofilma posredstvom vezanja a odstranjanja Ca²⁺ v bližnjem okolju. Ca²⁺ lahko uravnava več genov, odgovornih za rast in preživetje mikrobov.

Výstřaly:

- Citra-Lock™ je určený len na použití ako katérový zámok!
- Citra-Lock™ sa nesmie aplikovať ani priamou intravenóznou injekciou, ani pridaním do infúzií
- Používať výrobok môže len kvalifikovaný a vyskolený personál
- Nepoužívajte injekčnú liekovku, ak je porušené tesnenie!
- Citra-Lock™ je určený len na jedno použitie. Nepoužívajte jednu injekčnú liekovku pre viacerých pacientov!
- Nepoužíte časti zlikvidujte!
- Použitie predtým otvorených injekčných liekoviek (porušené tesnenie) alebo použitie nepoužitých dávok môže mať za následok bakteriémiu alebo infekciu v mieste zavedenia katétru u pacienta v dôsledku bakteriálnej kontaminácie takýchto injekčných liekoviek alebo dávok!
- Injekciu Citra-Lock™ podávajte len vtedy, ak je známy presný objem katétra (pozri pokyny od výrobu katétra)
- Vstřikujte Citra-Lock™ pouze vtedy, kdy znáte jistě dokladná objemová cewnika (patří instrukce producenta cewnika)
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed zamrażaniem!
- Nie należy stosować produktu, jeśli występuje alergia na którykolwiek ze składników!
- Należy zgłosić każdy poważny incydent, który miał miejsce w związku z Citra-Lock™, do producenta i właściwego organu mającego jurysdykcję w państwie członkowskim, w którym użytkownik i/ lub pacjent ma siedzibę / miejsce zamieszkania.

Działania niepożądane:

- Nie zaobserwowano działań niepożądanych przy stosowaniu roztworu jako zabezpieczenia cewnika.
- W sytuacji gdy Citra-Lock™ przypadkowo przedostanie się do żyły, mogą wystąpić parestezie i/ lub zaburzenia smaku.

Instrukcie dotyczące postępowania:

- Należy zawsze stosować zasady aseptyki.
- Przed rozpoczęciem sesji dializy wyrób Citra-Lock™, który został wprowadzony do cewników podczas poprzedniej sesji, należy odesać za pomocą strzykawki i zutylizować zgodnie z zasadami placówki dotyczącymi odpadów stanowiących zagrożenie biologiczne.
- Przemyć każdą światło cewnika 5 ml jaskowego z użyciem 0,9% roztworu chloridu sodnego, aby usunąć resztki krwi, która została po poprzedniej sesji operacji.
- Odpowiadając dokładną objętość napełnienia (zapisaną przez producenta cewnika) preparatu Citra-Lock™ z folki za pomocą strzykawki z podziałką o pojemności 5 ml lub mniejszej, aby zapewnić dokładny pomiar objętości.
- Wstrzyknąć objętość napełnienia Citra-Lock™ powoli do cewnika (trwa to 5-10 sekund).

Opis izdelka:

30% citrat trisodnega citrata v vodi. Raztopina Citra-Lock™ se dobavlja sterilna in kot bistra brezbarvna raztopina. Vrednost pH je prilagojena na približno 6,7. Vedno je treba uporabljati aseptično tehniko. Ena viala za enkratno uporabo vsebuje 5 ml.

Predvidena uporaba:

Raztopina Citra-Lock™ se uporablja izključno kot raztopina za zapiranje katetrov za preprečevanje koagulacije krvi in okužb v vseh vrstah intravenskih katetrov. Preprečuje:

- strjevanje krvi v katetru
- bakterijske okužbe v katetru

In zmanjšuje:

- nastajanje biofilma v katetru

Desempenho:

O citrato trissódico causa anticoagulação através da formação de um complexo solúvel decorrente da queação do cálcio ionizado no circuito extracorpóreo. Uma vez que o cálcio é um íão integral envolvido na cascata da coagulação, a eliminação local pelo citrato evita a ativação dos cofatores da coagulação, fator X e protrombina, e a formação, em última instância, de fibrina. Há um efeito antimicrobiano e uma redução na formação de biofilme através da ligação e remoção de Ca²⁺ no meio envolvente. O Ca²⁺ pode regular vários genes responsáveis pelo desenvolvimento e pela sobrevivência de micróbios.

Advertências:

- Citra-Lock™ destina-se apenas a utilização como bloqueio de cateter!
- Raztopina Citra-Lock™ se ne sme uporabljati niti z neposrednim intravenskim vbrizgavanjem niti z dodajanjem in infuzijol
- Uporablja jo lahko samo usposobljeno in izurjeno osebo!
- Ne uporabljajte vial, če je zaščitna oznaka poškodovana!
- Raztopina Citra-Lock™ je namenjena samo za enkratno uporabo. Ne uporabljajte ene viala za več bolnikov!
- Neuporabljenno vsebino zavrzite!
- Uporaba predhodno odprtih vial (poškodovana zaščitna oznaka) ali uporaba neuporabljenih delov lahko pri bolniku povzroči bakteriémiu ali okužbo na mestu katetra zaradi bakterijske kontaminacije takih vial ali vsebine!
- Vbrizgajte raztopino Citra-Lock™ samo, če je znan točen volumen katetra (glejte navodila proizvajalca katetra)!
- Shranjujte pri sobni temperaturi. Zaščitite pred zamrzovanjem!
- Izdelka ne uporabljajte, v primeru alergije alergični na katero od sestavin!
- O vsakem resnem zapletu, ki se je zgodil v zvezi z raztopino Citra-Lock™, poročajte proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik sedež in/ali bolnik stalno prebivališče.

Neželjeni učinki:

- Ni znanih neželenih učinkov, če se raztopina uporablja za zapiranje katetra.
- Če raztopina Citra-Lock™ nenamerno preide v veno, se lahko pojavi parestezija in/ali disgezija.

Instruções de utilização:

- A técnica aséptica tem de ser mantida em permanência.
- Antes do início da sessão de diálise, o Citra-Lock™ instilado nos cateteres durante a sessão anterior deve ser aspirado com a ajuda de uma seringa e eliminado de acordo com a política da instituição para resíduos com perigo biológico.
- Irgue o lúmen de cada cateter com 5 ml de solução estéril de cloreto de sódio a 0,9% para remover qualquer sangue restante da operação anterior.
- Extraia o volume de preparação exato (indicado pelo fabricante do cateter) de Citra-Lock™ do frasco, utilizando uma seringa graduada de 5 ml ou menor, para garantir um volume preciso.
- Injete o volume de preparação de Citra-Lock™ lentamente no cateter (demorando entre 5 e 10 segundos).

Descrição do produto:

30% de citrato trissódico em água. Citra-Lock™ é fornecido em estado estéril sob a forma de uma solução límpida incolor. O pH é ajustado para aproximadamente 6,7. A técnica aséptica tem de ser mantida em qualquer tipo de cateter intravenoso. Para evitar:

- a coagulação do sangue no cateter;
- infeções bacterianas no cateter.

E para reduzir:

- a formação de biofilme no cateter.

Utilização prevista:

Citra-Lock™ destina-se exclusivamente a utilização como solução de bloqueio de cateter para evitar a coagulação do sangue e infeções em qualquer tipo de cateter intravenoso. Para evitar:

- a coagulação do sangue no cateter;
- bacterijne infekcije in katetra

E para reducir:

- a formação de biofilme in katetra

Naudojimas pagal paskirtį:

Citra-Lock™ yra skirtas tik kaip kateterio užraktas tirpalas, skirtas užkirsti kelią kraujo krešėjimui ir infekcijai bet kokio tipo intraveniniame kateteryje. Apsaugoti nuo:

- kraujo krešėjimo kateteryje
- bakterijų infekcijų kateteryje

Sumažinti:

- bioplėvelės formavimąsi kateteryje

Veikimas:

trinitrat citratas sukelia antikoaguliaciją jonizuoto kalcio chelatiniu ekstrakorporiniame grandinėje i tirpų kompleksą. Kadangi kalcis yra neatskiriamas krešėjimo kaskadoje dalyvaujantis jonas, vietinis citrato pašalinimas neleidžia suaktyvinti krešėjimo kofaktorių. X faktoriaus i protrombino bei galutinio fibrino susidarymo. Antimikrobinis poveikis i bioplėvelės susidarymo mažinimas surišant ir pašalinant Ca²⁺ iš aplinkinės aplinkos. Ca²⁺ gali reguluoti keletą genų, atsakingų už mikrobu augimą ir išlikimą.

Įspėjimai:

- „Citra-Lock™“ skirtas naudoti tik kaip kateterio užraktas!
- „Citra-Lock™“ negalima švirkšti tiesiogiai į veną arba pridėti prie infuzijos!
- Naudoti gali tik kvalifikuotas ir apmokytas personas!
- Nenaudokite buteliuko, jei sulaužytas sandariklis!
- „Citra-Lock™“ skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Nenaudokite vieno buteliuko keliems pacientams!
- Nepanaudotas porcijas išmeskite!
- Naudojant ankščiau atidarytus butelius (sulaužius dangtelį) arba naudojant nepanaudotas porcijas, pacientui gali išsivystyti bakteriemija arba kateterio infekcija dėl tokių butelių ar porcijų užteršimo bakterijomis!
- „Citra-Lock™“ švirkškite tik tada, kai žinomas tikslus kateterio turis (žr. kateterio gamintojo instrukcijas)!
- Laikykite kambario temperatūroje. Saugokite nuo užšalimo!
- Nenaudokite produkto, jei esate alergiškas bet kuriam komponentui!
- Praneškite gamintojui ir kompetentingai institucijai, turinčiai jurisdikciją valstybėje narėje, kurioje yra naudotojas ir (arba) pacientas, apie bet kokį rimtą incidentą, susijusį su „Citra-Lock™“.

Salutinis poveikis:

- Kai tirpalas naudojamas kaip kateterio užraktas, salutinis poveikis nežinomas.
- Jei „Citra-Lock™“ netiesia patenka į veną, gali atsirasti parestezija ir (arba) disgezija.

Naudojimo instrukcijos:

- Visada reikia laikytis aseptikos technikos.
- Prieš pradėdami dializės seansą, „Citra-Lock™“, kuris buvo įlašintas į kateterius ankstesnio seanso metu, turi būti išsuirtas švirkštu ir išmestas pagal įstaigos biologinių pavojingų atliekų politiką.
- Kiekvieną kateterio spindį praplaukite 5 ml sterilūs 0,9 % natris chlorido tirpalu, kad pašalintumėte po ankstesnės procedūros likusį kraują.
- Norėdami užtikrinti tinką turį, iš buteliuko ištraukite tikslų užpildymo tūrį (nurodytą kateterio gamintojo), naudodami 5 ml ar mažesnę graduotą švirkštą.
- Letai švirkškite „Citra-Lock™“ užpildymo tūrį į kateterį (5–10 sek).

Opisane na produkta:

30% trinitratnega citrata v vodi. Citra-Lock™ se dostavlja sterilien i vñe vid na bistro bezbaren raztopo. Stojnost na pH e regulirana do približnito 6,7. Aseptična prokura treba da se slava po vsako vreme. Vseki flakon za jednokratno upotrebo sadrži 5 ml.

Prednaznačenje:

Citra-Lock™ e prednaznačen edinstveno kao raztopo za zauplvanje na katetri za predotvrtavanje na s-ovrtavanje na krv i infekcije vñe vsaki tip intravenoznog katetra. Za predotvrtavanje na:

- S-ovrtavanje na krv i katetri
- Bakterijske infekcije in katetra

I namazivanje na:

- Obrazovanje na biofilm in katetra

Način na deystvo:

Trinitratni citrat predizvika antikoagulacija kroz chelatiranje na ioniziranih kalcij i ekstrakorporalno intr-ur kompleksu. Deoace kalcij este un ion esenijal implicat in cascada de coagulare, îndepărtarea locală a acestuia de către citrat previne activarea cofactorilor de coagulare, factorului X i protrombinei, i formarea finală a fibrinei. Efectul antimicrobian i reducerea formării biofilmului au loc prin legarea i îndepărtarea ionilor de Ca²⁺ din mediul înconjurător. Ca²⁺ poate regla mai multe gene responsabile pentru dezvoltarea i supraviețuirea microbilor.

Atenționări:

- Citra-Lock™ este destinat exclusiv utilizării ca soluție de blocare pentru cateter!
- Citra-Lock™ nu trebuie administrat prin injectare intravenoasă directă sau adăugat într-o perfuzie!
- A se utiliza numai de către personal calificat i instruit!
- Nu utilizați flaconul dacă sigiliul este rupt!
- Citra-Lock™ este de unică folosință. Nu utilizați un flacon pentru mai mulți pacienți!
- Eliminați toate porțiile neutilizate!
- Utilizarea flaconelor deschise anterior (cu sigiliul rupt) sau utilizarea porțiunilor neutilizate poate duce la bacteriemie sau infecție la locul cateterului, în cauza contaminării bacteriene a acestor flacoane sau porțiuni!
- Injectați Citra-Lock™ numai dacă volumul exact al cateterului este cunoscut (consultați instrucțiunile producătorului cateterului)!
- Depozitați la temperatura camerei. Protejați de îngheț!
- Nu utilizați produsul dacă sunteți alergic la oricare dintre componente!
- Raportați orice incident grav legat de Citra-Lock™ către producător i către autoritatea competentă din statul membru în care utilizați și/ sau pacientul este domiciliat.

Efecte secundare:

- Nu sunt cunoscute efecte secundare atunci când soluția este utilizată pentru blocarea cateterului.
- În cazul în care Citra-Lock™ pătrunde accidental în venă, pot apărea parestezie și/ sau disgeuzie.

Instrucțiuni de utilizare:

- Tehnica aseptică trebuie menținută în permanență.
- Înainte de începerea sesiunii de dializă, soluția Citra-Lock™ introdusă în catetere în timpul sesiunilor anterioare trebuie aspirată cu ajutorul unei seringi i eliminată conform politicii instituției privind deșeurile biologice periculoase.
- Clătiți fiecare lumen al cateterului cu 5 ml soluție sterilă de clorură de sodiu 0,9% pentru a îndepărta orice urmă de sânge rămasă din operațiunea anterioară.
- Extrageți volumul exact de umplere (prescris de producătorul cateterului) de Citra-Lock™ din flacon, utilizând o seringă graduată de 5 ml sau mai mică, pentru a asigura un volum precis.
- Injectați lent volumul de umplere de Citra-Lock™ în cateter (în 5-10 secunde).

REF 24060203

MD

0197

Difinco B.V. Lauwersmeer 9C 5347 JR Oss The Netherlands www.citra-lock.com info@citra-lock.com

12610053_Citra-Lock30_GIF_L6232.indd 2

623712610053002025

MDR - Rev.1 - February 12, 2025

20.02.25 19:06