

Citra-Lock™

Catheter-lock solution 20 x 5 ml vials

Product Description:
46,7% trisodium citrate in water. Citra-Lock™ is delivered sterile and supplied as a clear colourless solution. The pH is adjusted to approximately 6,7. Aseptic technique must be maintained at all times. Each single-use vial contains 5 ml.

Intended Use:
Citra-Lock™ is intended solely as a catheter lock solution to prevent coagulation of the blood and infection in any type of intravenous catheter.
To prevent:
• Clotting of blood in catheter
• Bacterial infections in catheter
And reduction of:
• Biofilm formation in catheter

Performance:
Trisodium citrate causes anticoagulation by chelation of ionised calcium in the extracorporeal circuit into a soluble complex. Because calcium is an integral ion involved in the clotting cascade, local removal by citrate prevents the activation of clotting cofactors, factor X, and prothrombin, and the ultimate formation of fibrin. Antimicrobial effect and a reduction of biofilm formation through binding and removal of Ca²⁺ in the surrounding milieu. Ca²⁺ may regulate several genes responsible for growth and survival of microbes.

Warnings:
• Citra-Lock™ is intended only for use as Catheter Lock
• Citra-Lock™ may not be applied by either direct intravenous injection or added to an infusion!
• To be used by skilled and trained personnel only!
• Do not use the vial if the seal is broken!
• Citra-Lock™ is for single-use only. Do not use one vial for multiple patients!
• Dispose of unused portion!
• The use of previously opened vials (broken seal) or the use of unused portions may result in bacteraemia or catheter-site infection in the patient due to bacterial contamination of such vials or portions!
• Only inject Citra-Lock™ if the exact catheter volume is known (see instructions from catheter manufacturer!).
• Store at room temperature. Protect from freezing!
• Do not use the product if one is allergic to any of the components!
• Report any serious incident that has occurred in relation to Citra-Lock™ to the manufacturer and to the competent authority having jurisdiction in the Member State in which the user and/or patient is established.

Side-Effects:
• No side-effects known, when the solution is used as catheter lock.
• In the event that Citra-Lock™ unintentionally passes into the vein, paraesthesia and/or dysgeusia may occur.

Instructions for use:
• Aseptic technique must be maintained at all times.
• Prior to initiation of the dialysis session, the Citra-Lock™ that was installed in the catheters during the previous session, should be aspirated with the help of a syringe and discarded according to the institution's biohazards waste policy.
• Flush each catheter lumen with 5 ml of sterile 0,9% sodium chloride solution to remove any blood remaining from the previous operation.
• Extract the exact priming volume (prescribed by the catheter manufacturer) of Citra-Lock™ from the vial, using a 5 ml or smaller graduated syringe, to ensure accurate volume.
• Inject the priming volume of Citra-Lock™ slowly into the catheter (taking 5-10 sec).

Citra-Lock™

Katheterverschlusslösung
20 x 5 ml Fläschchen

Produktbeschreibung:
46,7% Trisodiumcitrat in Wasser. Citra-Lock™ wird steril geliefert und ist eine klare, farblose Lösung. Der pH-Wert wird auf etwa 6,7 eingestellt. Die aseptische Technik muss zu jeder Zeit eingehalten werden. Jedes Einwegfläschchen enthält 5 ml.

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Citra-Lock™ ist ausschließlich als Katheterverschlusslösung zur Verhinderung von Blutgerinnung und Infektionen bei jeder Art von intravenösen Kathetern bestimmt.
Zur Vorbeugung von:
• Gerinnung von Blut im Katheter
• Bakteriellen Infektionen im Katheter
Und Reduzierung von:
• Biofilmbildung im Katheter

Leistung:
Trisodiumcitrat bewirkt eine Antikoagulation, indem es ionisiertes Kalzium im extrakorporalen Kreislauf durch Chelatbildung in einen löslichen Komplex überführt.
Da Kalziumionen in der Gerinnungskaskade eine wesentliche Rolle spielen, verhindert die lokale Entfernung durch Citrat die Aktivierung von Gerinnungsfaktoren, Faktor X und Prothrombin sowie letztlich die Bildung von Fibrin. Antimikrobielle Wirkung und eine Verringerung der Biofilmbildung durch Bindung und Entfernung von Ca²⁺ im umgebenden Milieu. Ca²⁺ kann mehrere Gene regulieren, die für das Wachstum und Überleben von Mikroben verantwortlich sind.

Warnhinweise:
• Citra-Lock™ ist nur zur Verwendung als Katheterverschluss bestimmt!
• Citra-Lock™ darf weder durch direkte intravenöse Injektion noch als Zusatz zu einer Infusion verabreicht werden!
• Nur von qualifiziertem und geschultem Personal zu verwenden!
• Verwenden Sie das Fläschchen nicht, wenn das Siegel gebrochen ist!
• Citra-Lock™ ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie ein Fläschchen nicht für mehrere Patienten!
• Entsorgen Sie nicht verwendete Portionen!
• Die Verwendung von bereits geöffneten Fläschchen (gebrochene Siegel) oder die Verwendung von unbenutzten Portionen kann beim Patienten zu einer Bakteriämie oder einer Infektion an der Katheterstelle aufgrund einer bakteriellen Kontamination solcher Fläschchen oder Portionen führen!
• Injizieren Sie Citra-Lock™ nur, wenn das genaue Kathetervolumen bekannt ist (siehe Anweisungen des Katheterherstellers)!
• Bei Zimmertemperatur aufbewahren. Vor dem Einfrieren schützen!
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie gegen einen der Bestandteile allergisch sind!
• Melden Sie jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit Citra-Lock™ aufgetreten ist, dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist.

Nebenwirkungen:
• Keine Nebenwirkungen bekannt, wenn die Lösung als Katheterverschluss verwendet wird.
• Für den Fall, dass Citra-Lock™ unbeabsichtigt in die Vene gelangt, können Parästhesien und/oder Dysgeusie auftreten.

Gebrauchsanweisung:
• Die aseptische Technik muss zu jeder Zeit eingehalten werden.
• Vor Beginn der Dialysesession sollte die Citra-Lock™ Lösung, die während der letzten Sitzung in die Katheter eingebracht wurde, mit Hilfe einer Spritze abgesaugt und gemäß den Richtlinien der Einrichtung für Bioabfälle entsorgt werden.
• Spülen Sie jedes Katheterlumen mit 5 ml steriler 0,9%iger Natriumchloridlösung, um Blutreste von der vorherigen Operation zu entfernen.
• Ziehen Sie die exakte (vom Katheterhersteller vorgeschriebene) Füllmenge von Citra-Lock™ aus dem Fläschchen mit einer 5 ml oder kleineren Messspritze auf, um ein genaues Volumen sicherzustellen.
• Injizieren Sie das Primingvolumen von Citra-Lock™ langsam in den Katheter (5-10 Sek. lang).

Citra-Lock™

Solution verrou pour cathéter 20 flacons x 5 ml

Description du produit:
46,7 % de citrate trisodique et eau. Citra-Lock™ est livré stérile et est présente sous la forme d'une solution limpide et incolore. Le pH est ajusté à environ 6,7. Une technique aseptique doit être maintenue en permanence. Chaque flacon à usage unique contient 5 ml.

Utilisation prévue:
Citra-Lock™ est uniquement destiné à servir de solution verrou pour cathéter afin d'empêcher la coagulation du sang et l'infection de tout type de cathéter intraveineux.
Il permet de prévenir:
• la coagulation du sang dans le cathéter
• les infections bactériennes dans le cathéter
Et de réduire:
• la formation d'un biofilm dans le cathéter

Performance:
Le citrate trisodique présente un effet anticoagulant par chélation du calcium ionisé dans le circuit extracorporel en un complexe soluble. Le calcium étant un ion essentiel impliqué dans la cascade de la coagulation, son élimination locale par le citrate empêche l'activation des cofacteurs de coagulation, du facteur X et de la prothrombine, et ainsi la formation de fibrine. Effet antimicrobien et réduction de la formation de biofilms par liaison et élimination du Ca²⁺ dans le milieu environnant. Le Ca²⁺ peut réguler plusieurs gènes responsables de la croissance et de la survie des microbes.

Avertissements:
• Citra-Lock™ est uniquement destiné à être utilisé comme solution verrou pour cathéter!
• Citra-Lock™ ne doit pas être appliqué par injection intraveineuse directe ou ajouté à une perfusion!
• Son utilisation est réservée à un personnel qualifié et formé!
• Ne pas utiliser le flacon si le sceau est endommagé!
• Citra-Lock™ est à usage unique. Ne pas utiliser un flacon pour plusieurs patients!
• Jeter toute solution résiduelle non utilisée!
• L'utilisation de flacons précédemment ouverts (sceau cassé) ou de solution non utilisée peut entraîner une bactériémie ou une infection du site du cathéter chez le patient en raison de la contamination bactérienne de ces flacons ou solutions!
• N'injectez Citra-Lock™ que si le volume exact du cathéter est connu (voir les instructions du fabricant du cathéter).
• Conservez à température ambiante, à l'abri du gel!
• Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un des composants!
• Signalez tout incident grave survenu en lien avec Citra-Lock™ au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre où l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Effets secondaires:
• Aucun effet secondaire n'est connu lorsque la solution est utilisée comme solution verrou pour cathéter.
• Si Citra-Lock™ passe involontairement dans la veine, une paresthésie et/ou une dysgueusie peut se produire.

Mode d'emploi:
• Une technique aseptique doit être maintenue en permanence.
• Avant le début de la séance de dialyse, le Citra-Lock™ installé dans les cathètes lors de la séance précédente doit être aspiré à l'aide d'une seringue et éliminé conformément à la politique de gestion des déchets biologiques de l'établissement.
• Rincer la lumière de chaque cathéter avec 5 ml de solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % afin d'éliminer toute trace de sang provenant de l'opération précédente.
• Extraire le volume mort exact (prescrit par le fabricant du cathéter) de Citra-Lock™ du flacon, à l'aide d'une seringue graduée de 5 ml ou moins, afin de garantir un volume précis.
• Injectez lentement le volume mort de Citra-Lock™ dans le cathéter (ce qui prend 5 à 10 secondes).

Citra-Lock™

Kateterlås-opløsning 20 x 5 ml hætteglas

Produktbeskrivelse:
46,7% trisodiumcitrat i vand. Citra-Lock™ leveres steril og som en klar, farveløs opløsning. pH-værdien justeres til ca. 6,7. Aseptisk teknik skal opretholdes til enhver tid. Hvert engangshætteglas indeholder 5 ml.

Tilsligtet anvendelse:
Citra-Lock™ er udelukkende beregnet som en kateterlås-opløsning med det formål at forhindre koagulation af blodet og infektion i enhver type af kateterer intravenøse.
For at forhindre:
• Stærkning af blod i kateteret
• Bakterieinfektioner i kateteret
• Infektioner bakterielle i kateteret
• Biofilmdannelse i kateteret

Funktion:
Trisodiumcitrat forårsager antikoagulation ved hjælp af klation af ioniseret calcium i det ekstrakorporale kredsløb til en opløselig forbindelse.
Eftersom calcium er en integreret ion, der er involveret i koagulationskaskaden, forhindrer lokal fjernelse af citrat aktivering af koagulationscofaktorer, faktor X og protrombin og den endelige dannelse af fibrin. Antimikrobiel effekt og en reduktion af biofilmdannelse gennem binding og fjernelse af Ca²⁺ i det omgivende miljø. Ca²⁺ kan regulere flere gener, der er ansvarlige for vækst og overlevelse af mikrober.

Advarsel:
• Citra-Lock™ er kun beregnet til brug som kateterlås!
• Citra-Lock™ må ikke anvendes enten ved direkte intravenøse injektion eller tilføjes til en infusion!
• Må kun anvendes af kvalificeret og uddannet personale!
• Hætteglasset må ikke bruges, hvis forseglingen er brudt!
• Citra-Lock™ er kun til engangsbrug. Brug ikke det samme hætteglas til flere patienter!
• Citra-Lock™ er udelukkende monouso. Non utilizzare lo stesso flaconcino per più pazienti!
• Smaltire i residui inutilizzati!
• L'uso di flaconcini precedentemente aperti (sigillo rotto) o l'uso dei residui inutilizzati può causare batteriemia o infezione nel sito del catetere nel paziente a causa della contaminazione batterica dei flaconcini o dei residui!
• Iniettare Citra-Lock™ solo se si conosce il volume esatto del catetere (vedere le istruzioni del produttore del catetere)!
• Conservare a temperatura ambiente. Proteggere da congelamento!
• Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno dei componenti!
• Segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a Citra-Lock™ al produttore e all'autorità competente avente giurisdizione nello Stato membro in cui è domiciliato l'utente e/o il paziente.

Bivirkninger:
• Ingen kendte bivirkninger, når opløsningen bruges som kateterlås.
• I tilfælde af, at Citra-Lock™ uforståeligt passerer ind i venen, kan der opstå parestesi og/eller dysgeusi.

Betjeningsvejledning:
• Aseptisk teknik skal opretholdes til enhver tid.
• Inden igangsættelse af dialysebehandlingen skal den Citra-Lock™, der blev indført i kateterene under den tidligere behandling, aspireres ved hjælp af en injektionssprøjte og bortskaffes i henhold til institutionens politik for bioaffald!
• Skyl hvert kateterlumen med 5 ml sterilt 0,9% natriumkloridopløsning for at fjerne eventuelt resterende blod fra den tidligere behandling.
• Udtæk den nøjagtige primingmængde (föreskrevet af kateterproducenten) af Citra-Lock™ fra hætteglasset, ved hjælp af en graderet sprøjte til 5 ml eller mindre for at sikre den nøjagtige mængde.
• Indsprøjt langsomt primingmængden af Citra-Lock™ ind i kateteret (tager 5-10 sek.).

Citra-Lock™

Soluzione lock per catetere
20 flaconcini da 5 ml

Descrizione del prodotto:
Citrato trisodico 46,7% in acqua. Citra-Lock™ viene fornito sterile, sotto forma di soluzione trasparente incolore. Il pH è regolato a circa 6,7. È necessario adottare sempre una tecnica asettica. Ogni flaconcino monouso contiene 5 ml.

Uso previsto:
Citra-Lock™ è intesa esclusivamente come soluzione lock per catetere per prevenire la coagulazione del sangue e le infezioni in qualsiasi tipo di catetere endovenoso.
Per prevenire:
• La coagulazione del sangue nel catetere
• Infezioni batteriche nel catetere
E per la riduzione della:
• Formazione di biofilm nel catetere

Prestazione:
Il citrato trisodico provoca la coagulazione attraverso la chelazione del calcio ionizzato nel circuito extracorporeo in un complesso solubile. Essendo il calcio uno ione integrante coinvolto nella cascata della coagulazione, l'eliminazione locale mediante citrato impedisce l'attivazione dei cofattori della coagulazione, il fattore X e della protrombina e infine la formazione della fibrina. Si ottiene un effetto antimicrobico e la riduzione della formazione del biofilm attraverso il legame e l'eliminazione del Ca²⁺ nell'ambiente circostante. Il Ca²⁺ è in grado di regolare diversi geni responsabili della crescita e della sopravvivenza dei microbi.

Avvertencias:
• Citra-Lock™ está diseñado únicamente para su uso como sellado de catéteres.
• Citra-Lock™ no debe aplicarse mediante inyección intravenosa directa ni añadirse a una infusión.
• No utilice el vial si el precinto está roto.
• Citra-Lock™ es de un solo uso. No utilice un vial para varios pacientes.
• Deseche la dosis no utilizada.
• El uso de viales previamente abiertos (precinto roto) o el uso de dosis sin usar puede provocar una bacteriemia o infección del sitio del catéter en el paciente debido a la contaminación bacteriana de dichos viales o dosis.
• Inyecte Citra-Lock™ solo si se conoce el volumen exacto del catéter (consulte las instrucciones del fabricante del catéter).
• Conservar a temperatura ambiente. Proteger del frío.
• No utilice el producto si es alérgico a alguno de los componentes.
• Notifique cualquier incidente grave que se haya producido en relación con Citra-Lock™ al fabricante y a la autoridad competente que tenga jurisdicción en el Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente.

Efectos secundarios:
• No se conoce ningún efecto secundario cuando la solución se utiliza para el sellado de catéteres.
• En caso de que Citra-Lock™ pase involuntariamente a la vena, puede producirse parestesia y/o disgeusia.

Istruzioni per l'uso:
• È necessario adottare sempre una tecnica asettica.
• Prima di iniziare una seduta di dialisi, la soluzione Citra-Lock™ installata nei cateteri durante la seduta precedente deve essere aspirata con l'aiuto di una siringa ed eliminata in base alle disposizioni sul rifiuto biologico dell'istituto.
• Sciacquare il lume di ciascun catetere con 5 ml di soluzione sterile di cloruro di sodio allo 0,9% per eliminare il sangue residuo dell'intervento precedente.
• Estrarre l'esatto volume di adescamento (prescritto dal produttore del catetere) di Citra-Lock™ utilizzando una siringa graduata da 5 ml o più piccola, per garantire un volume preciso.
• Iniettare il volume di adescamento di Citra-Lock™ lentamente nel catetere (impiegando 5-10 sec.).

Citra-Lock™

Solución para el sellado de catéteres
20 viales de 5 ml

Descripción del producto:
46,7 % de citrato trisódico en agua. Citra-Lock™ se suministra estéril en forma de solución incolora transparente. El pH se ajusta a aproximadamente 6,7. En todo momento debe mantenerse una técnica aseptica. Cada vial de un solo uso contiene 5 ml.

Uso previsto:
Citra-Lock™ está pensado únicamente como solución para el sellado de catéteres para impedir la coagulación de la sangre y la infección en cualquier tipo de catéter intravenoso.
Para prevenir:
• La coagulación de la sangre en catéteres
• Bacteriemia bacterianas en catéteres
Y la reducción de:
• La formación de biopelículas en catéteres

Resultados:
El citrato trisódico provoca la anticoagulación por quelación del calcio ionizado en el circuito extracorpóreo en un complejo soluble. Como el calcio es un ion integral implicado en la cascada de la coagulación, la eliminación local mediante citrato impide la activación de los cofactores de la coagulación, el factor X y la protrombina, y la formación final de fibrina. Efecto antimicrobiano y reducción de la formación de biopelículas mediante la fijación y eliminación de Ca²⁺ en el medio circundante. El Ca²⁺ puede regular varios genes responsables del crecimiento y la supervivencia de los microbios.

Advertencias:
• Citra-Lock™ está diseñado únicamente para su uso como sellado de catéteres.
• Citra-Lock™ no debe aplicarse mediante inyección intravenosa directa ni añadirse a una infusión.
• No utilice el vial si el precinto está roto.
• Citra-Lock™ es de un solo uso. No utilice un vial para varios pacientes.
• Deseche la dosis no utilizada.
• El uso de viales previamente abiertos (precinto roto) o el uso de dosis sin usar puede provocar una bacteriemia o infección del sitio del catéter en el paciente debido a la contaminación bacteriana de dichos viales o dosis.
• Inyecte Citra-Lock™ solo si se conoce el volumen exacto del catéter (consulte las instrucciones del fabricante del catéter).
• Conservar a temperatura ambiente. Proteger del frío.
• No utilice el producto si es alérgico a alguno de los componentes.
• Notifique cualquier incidente grave que se haya producido en relación con Citra-Lock™ al fabricante y a la autoridad competente que tenga jurisdicción en el Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente.

Efectos secundarios:
• No se conoce ningún efecto secundario cuando la solución se utiliza para el sellado de catéteres.
• En caso de que Citra-Lock™ pase involuntariamente a la vena, puede producirse parestesia y/o disgeusia.

Instrucciones de uso:
• Se debe mantener en todo momento una técnica aseptica.
• Antes de iniciar la sesión de diálisis, el Citra-Lock™ que fue instalado en los catéteres durante la sesión anterior, se debe aspirar con la ayuda de una jeringa y desechar de conformidad con la política de residuos de riesgo biológico de la institución.
• Lave la luz del catéter con 5 ml de solución estéril de cloruro sódico al 0,9 % para eliminar cualquier resto de sangre de la operación anterior.
• Extraiga el volumen exacto de cebado (prescrito por el fabricante del catéter) de Citra-Lock™ del vial utilizando una jeringa graduada de 5 ml o menos, para garantizar el volumen exacto.
• Inyecte lentamente el volumen de cebado de Citra-Lock™ en el catéter (5-10 segundos).

Citra-Lock™

Διάλυμα σφράγισης καθετήρα σε
20 φιαλίδια των 5 ml

Περιγραφή προϊόντος:
46,7% τρινατρίμιο-κίτραι σε νερό. Το Citra-Lock™ παραδίδεται στείρο και διατίθεται ως διαυγές άχρωμο διάλυμα. Το pH ρυθμίζεται κατά προσέγγιση σε 6,7. Πρέπει να εφαρμόζεται διαρκώς άσηπτη τεχνική. Κάθε φιαλίδιο μίας χρήσης περιέχει 5 ml.

Χρήση για την οποία προορίζεται:
Το Citra-Lock™ προορίζεται αποκλειστικά για χρήση ως διάλυμα σφράγισης καθετήρα για την πρόληψη της πήξης του αίματος και της λοίμωξης σε υποκαθήμενες τύπου ενδοφλέβιου καθετήρα.
Για την πρόληψη:
• Πήξης αίματος στο εσωτερικό του καθετήρα
• Βακτηριακών λοιμώξεων στον καθετήρα
Και τον περιορισμό του:
• Σχηματισμού βιοφίμινου στο εσωτερικό του καθετήρα

Απόδοση:
Το τριπλό κύριο συστατικό αναπληρωτική δράση με τη χρήση του ιονισμένου αρσενίου στο εξωσωματικό κύκλωμα και τον σχηματισμό διαλυτού συμπλόκου.
Επειδή το ασβέστιο είναι ένα ιόν που εμπλέκεται αναπόσπαστα στον καταρράκτη της πήξης ή τοπική απομάκρυνση από το κυρτό εμποδίζει την ενεργοποίηση των συμπαραγόντων της πήξης, του παράγοντα X και της προθρομβίνης και τον τελικό σχηματισμό ινώδους. Έτσι, επίσης, αντιμικροβιακή δράση και περιορίζει τον σχηματισμό βιοφίμινου μέσω της διαμεμβράνης και απομάκρυνση του Ca²⁺ στον περιβάλλοντα χώρο. Το Ca²⁺ μπορεί να ρυθμίζει αρκετά γονίδια που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη και την επιβίωση των μικροβίων.

Προειδοποιήσεις:
• Το Citra-Lock™ προορίζεται μόνο για χρήση ως διάλυμα σφράγισης του καθετήρα!
• Το Citra-Lock™ δεν μπορεί να εφαρμοστεί με απευθείας ενδοφλέβια ένεση ούτε να προστεθεί σε έγχυση!
• Να χρησιμοποιείται μόνο από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό!
• Μη χρησιμοποιείτε το φιαλίδιο εάν το πώμα φιαλιδίου έχει αποσφραγιστεί!
• Το Citra-Lock™ προορίζεται για μία μόνο χρήση. Μη χρησιμοποιείτε ένα φιαλίδιο για πολλούς ασθενείς!
• Απορρίψτε τη μη χρησιμοποιημένα μέρη!
• Η χρήση φιαλιδίων που είχαν ανοιχθεί στο παρελθόν (αποσφραγισμένο πώμα) ή η χρήση χρησιμοποιημένων μερών μπορεί να οδηγήσει σε βακτηριαιμία ή μόλυνση του ασθενούς στο σημείο του καθετήρα λόγω βακτηριακής μόλυνσης των εν λόγω φιαλιδίων ή μερών!
• Χρησιμοποιήστε με έμφαση το Citra-Lock™ μόνον εάν είναι γνωστός ο ακριβής όγκος του καθετήρα (βλ. οδηγίες από τον κατασκευαστή του καθετήρα)!
• Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. Προστατέψτε το από την ψύξη!
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν ο ασθενής είναι αλλεργικός σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του.
• Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που συμβαίνει σε σχέση με το Citra-Lock™ στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή που έχει δικαιοδοσία στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
• Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες, όταν το διάλυμα χρησιμοποιείται ως σφράγιση καθετήρα.
• Σε περίπτωση που το Citra-Lock™ περάσει ακούσια στο εσωτερικό της φλέβας, μπορεί να εμφανιστεί παρεσθησία ή/και δυσγευσία.

Οδηγίες λειτουργίας:
• Πρέπει να εφαρμόζεται συνεχώς άσηπτη τεχνική.
• Πριν από την έναρξη της συνεδρίας αιμοκάθαρσης, το Citra-Lock™ που είχε εγκαταθεί στους καθετήρες κατά την προηγούμενη συνεδρία θα πρέπει να αναρροφάται με τη βοήθεια σύριγγας και να απορρίπτεται σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης επικινδύνων βιολογικών αποβλήτων του ιδρύματος.
• Ξεπλύνετε κάθε καθετήρα με 5 ml αποστειρωμένου διαλύματος χλωριούχου νατρίου 0,9% για να απομακρύνετε τυχόν αίμα που έχει παραμείνει από την προηγούμενη επίστρωση.
• Εξαγάγετε τον ακριβή όγκο πλήρωσης (που προβλέπεται από τον κατασκευαστή του καθετήρα) του Citra-Lock™ από το φιαλίδιο, χρησιμοποιώντας μια διαβαθμισμένη σύριγγα των 5 ml ή μικρότερη, για να διασφαλίσετε τον ακριβή όγκο.
• Χρησιμοποιήστε αρχικά με έμφαση τον όγκο πλήρωσης του Citra-Lock™ στον καθετήρα (η διαδικασία διαρκεί 5-10 δευτερόλεπτα).

Citra-Lock™

Katheter-lockoplossingen 20 x 5 ml flacons

Productbeschrijving:
46,7% trisodiumcitraat in water. Citra-Lock™ wordt steriel geleverd als een heldere, kleurloze oplossing. De pH is aangepast tot ongeveer 6,7. Aseptische techniek dient te allen tijde te worden toegepast. Elke flacon voor eenmalig gebruik bevat 5 ml.

Beoogd gebruik:
Citra-Lock™ is uitsluitend bedoeld als een katheter-lockoplossing om stolling van het bloed en infectie in elk type intraveneuze katheter te voorkomen.
För att förhindra:
• Koagulation av blod i katetern
• Bakteriella infektioner i katetern
Samt reducera:
• Biofilmbildning i katetern

Verking:
Trisodiumcitrat veroorzaakt antistolling door chelatie van geïoniseerd calcium in het extracorporeale circuit tot een oplosbaar complex.
Omdat calcium een integraal ion is dat betrokken is bij de stollingscascade, voorkomt lokale verwijdering door citraat de activering van stollingsfactoren, factor X (Stuartfactor) en protrombine, en de uiteindelijke vorming van fibrine. Antimicrobiële werking en een afname van biofilm-vorming door middel van binding en verwijdering van Ca²⁺ in het omliggende milieu. Ca²⁺ kan verschillende genen reguleren die verantwoordelijk zijn voor de groei en overleving van microben.

Waarschuwingen:
• Citra-Lock™ is endast avsedd för användning som kateterlås!
• Citra-Lock™ får inte appliceras via direkt intravenös injektion eller som tillsats i en infusion!
• För endast användas av skickligt utbildad personal!
• Använd inte flaskan om förseglingen är bruten!
• Citra-Lock™ är endast för engångsbruk. Använd inte en flaska på flera patienter!
• Slang oavvårdade produktrester!
• Användning av tidigare öppnade flaskor (bruten försegling) eller användning av oavvårdade produktrester kan resultera i bakteriemi eller infektion vid kateterstället på patienten till följd av bakteriell kontamination från sådana flaskor eller produktrester!
• Injicera endast Citra-Lock™ om den exakta katetervolymen är känd (se anvisningar från kateters tillverkare)!
• Förvarna i rumstemperatur. Får ej frysas!
• Rapportera alla falliga tillbud som uppstår i samband med användning av Citra-Lock™ till tillverkaren och behörig myndighet med jurisdiktion i medlemsstaten där användaren och/eller patienten är bosatt.

Biverkningar:
• Inga kända biverkningar när lösningen används som kateterlås.
• Om Citra-Lock™ oavsiktligt överförs till vena kan parestesi och/eller dysgeusi uppstå.

Bruksanvisning:
• Aseptisk teknik ska alltid användas.
• Innan dialysbehandlingen påbörjas ska Citra-Lock™ som installerades i kateterna under föregående behandling aspireras med hjälp av en spruta och kasseras i enlighet med institutionens policy för biologisk riskavfall.
• Spola varje kateterlumen med 5 ml sterilt 0,9 % natriumkloridlösning för att ta bort eventuella blodrester från föregående användningstillfälle.
• Spöel elk kateterlumen med 5 ml steriele 0,9% natriumchlorideoplossing om eventueel achtergebleven bloed van de vorige handeling te verwijderen.
• Neem de exacte hoeveelheid primer (voorgeschreven door de fabrikant van de catheter) van Citra-Lock™ uit de flacon met een 5 ml of kleinere maatspuit om de exacte hoeveelheid te garanderen.
• Injecteer de Citra-Lock™ primer langzaam in de katheter (gedurende 5-10 sec.).

Citra-Lock™

Kateterlåsölsning 20 x 5 ml flaskor

Produktbeskrivning:
46,7% trisodiumcitrat i vatten. Citra-Lock™ levereras sterilt som en klar, färglös lösning. Dess pH-värde är justerat till cirka 6,7. Aseptisk teknik måste alltid användas. Varje engångsflaska innehåller 5 ml.

Avsedd användning:
Citra-Lock™ är endast avsedd för användning som kateterlåsölsning för att förhindra blodkoagulation och infektion i alla typer av intravenösa kateterar.
För att förhindra:
• Koagulation av blod i katetern
• Bakteriella infektioner i katetern
Samt reduceras:
• Biofilmbildning i katetern

Prestanda:
Trisodiumcitrat fungerar som ett antikoagulantia genom att kela joniserat kalcium i den extrakorporala cirkulationen till ett lösligt komplex.
Eftersom kalcium har en central roll i koagulationskaskaden, kommer ett lokalt avlägsnande av citrat att förhindra aktivering av koagulationskofaktorer, faktor X och protrombin, vilket gör att fibrin inte bildas. Antimikrobiell effekt och minskad biofilmbildning genom binding och avlägsnande av Ca²⁺ i den omgivande miljön. Ca²⁺ kan reglera flera gener som ansvarar för mikrobers tillväxt och överlevnad.

Varningar:
• Citra-Lock™ är endast avsedd att användas som kateterlås!
• Citra-Lock™ får inte appliceras via direkt intravenös injektion eller som tillsats i en infusion!
• För endast användas av skickligt utbildad personal!
• Använd inte flaskan om förseglingen är bruten!
• Citra-Lock™ är endast för engångsbruk. Använd inte en flaska på flera patienter!
• Slang oavvårdade produktrester!
• Användning av tidigare öppnade flaskor (bruten försegling) eller användning av oavvårdade produktrester kan resultera i bakteriemi eller infektion vid kateterstället på patienten till följd av bakteriell kontamination från sådana flaskor eller produktrester!
• Injicera endast Citra-Lock™ om den exakta katetervolymen är känd (se anvisningar från kateters tillverkare)!
• Förvarna i rumstemperatur. Får ej frysas!
• Rapportera alla falliga tillbud som uppstår i samband med användning av Citra-Lock™ till tillverkaren och behörig myndighet med jurisdiktion i medlemsstaten där användaren och/eller patienten är bosatt.

Biverkningar:
• Inga kända biverkningar när lösningen används som kateterlås.
• Om Citra-Lock™ oavsiktligt överförs till vena kan parestesi och/eller dysgeusi uppstå.

Bruksanvisning:
• Aseptisk teknik ska alltid användas.
• Innan dialysbehandlingen påbörjas ska Citra-Lock™ som installerades i kateterna under föregående behandling aspireras med hjälp av en spruta och kasseras i enlighet med institutionens policy för biologisk riskavfall.
• Spola varje kateterlumen med 5 ml sterilt 0,9 % natriumkloridlösning för att ta bort eventuella blodrester från föregående användningstillfälle.
• Spöel elk kateterlumen med 5 ml steriele 0,9% natriumchlorideoplossing om eventueel achtergebleven bloed van de vorige handeling te verwijderen.
• Neem de exacte hoeveelheid primer (voorgeschreven door de fabrikant van de catheter) van Citra-Lock™ uit de flacon met een 5 ml of kleinere maatspuit om de exacte hoeveelheid te garanderen.
• Injecteer de Citra-Lock™ primer langzaam in de katheter (gedurende 5-10 sec.).

Citra-Lock™

Katéterzáró oldat 20 x 5 ml-es fiolák

A termék leírása:
46,7%-os trisodium-citrát vízben. A Citra-Lock™ steril, tiszta, színtelen oldat formájában kerül forgalomba. A beállított pH-érték körülbelül 6,7. Mindig aseptikus eljárást kell alkalmazni. Mindegyik egyszer használatos fiola 5 ml oldatot tartalmaz.

Rendeltetés:
A Citra-Lock™ kizárólag katéterzáró megoldásként használható a véralvadás és a fertőzések megelőzése érdekében, bármilyen típusú intravénás katéterben.
Az alábbi megelőzésre érdekében:
• véralvadás a katéterben
• bakteriális fertőzések a katéterben
És az alábbi csökkentése érdekében:
• biofilmbépződés a katéterben

Teljesítmény:
A trisodium-citrát gátolja a koagulációt azáltal, hogy a testen kívüli keringésben az ionizált kalciumot oldható komplexéssé alakítja.
Mivel a kalcium fontos ion az alvadási folyamatban, annak citrát alkal-mazásával történő helyi eltávolítása megakadályozza a véralvadási társfaktort, az X faktort és a protrombin aktiválódását, valamint végső soron a fibrin képződését. Az antimikrobiális hatás és a biofilmbépződés csökkentése a kórokozó közegben lévő Ca²⁺ megkötése és eltávolítása révén valósul meg. A Ca²⁺ számos olyan gén működését szabályozhatja, amelyek a mikrobák növekedéséért és túléléséért felelősek.

Figyelemztetések:
• A Citra-Lock™ kizárólag katéterzáróként használható!
• A Citra-Lock™ nem alkalmazható sem közvetlen intravénás injekcióban, sem infúzióhoz adval!
• Kizárólag képzett és betanított személyzet használhatja!
• Ne használja a fiolát, ha a plomba megsérült!
• A Citra-Lock™ csak egyszer használható szolgálat. Ne használja ugyanazt a fiolát több páciens esetében!
• A fel nem használt adagokat dobja ki!
• Akorábban felbontott (feltört plomájú) fiolák vagy a fel nem használt maradványok használata bakteriális fertőzéshez vagy a katéter bevezetési helyén jelentkező fertőzéshez vezethet a páciensnél az ilyen fiolák vagy készítmények bakteriális szennyeződése miatt!
• A Citra-Lock™ oldatot csak abban az esetben adja be, ha a katéter pontos térfogata ismert (lásd a katéter gyártójának utasításait)!
• Tartsa szobahőmérsékleten. Övja a fagyástól!
• Ne használja a terméket, ha az érintett személy allergias valamelyik összetevőre!
• Jelentsen minden, a Citra-Lock™ termékkel kapcsolatban bekövetkezt súlyos incidenst a gyártónak és a felhasználó és/vagy a páciens lakóhelye szerinti tagállam hatóságával, illetékes hatóságának.

Mellékhatások:
• Nincs ismert mellékhatás, ha az oldat katéterzáróként kerül alkalmazásra.
• Abban az esetben, ha a Citra-Lock™ véletlenül mégis bekerül a vénába, paraesztésia és/vagy megváltozott ízérzékelés léphet fel.

Citra-Lock™

Catheter Lock solution

Anti-microbial

Anti-clotting

Biofilm reduction

Dinco B.V.

Laauwermeer 9C

5347 JR Oss

The Netherlands

www.citra-lock.com

info@citra-lock.com

REF 24060202

MD

0197

12610052_Citra-Lock46,7_GIF_L6234.indd 1

20.02.25 19:04

Citra-Lock™

Roztok pro uzavření katétru, 20 lahviček á 5 ml

Popis výrobku:

46,7 % citronu trisodný ve vodě. Citra-Lock™ se dodává sterilní a jako čirý bezbarvý roztok. Hodnota pH je upravena na přibližně 6,7. Aseptická technika musí být vždy dodržována. Každá lahvička na jedno použití obsahuje 5 ml.

Určené použití:

Yarok Citra-Lock™ je určen vřhradně jako roztok pro uzavření katétru, přičemž zabránuje srážení krve a infekci v jakémkoli typu intravenózního katétru. Slouží jako prevence:

- Srážení krve v katétru
- Bakteriální infekce v katétru

A omezují:

- Tvorba biofilmu v katétru

Funkece:

Citronan trisodný způsobuje antikoagulači chelataci ionizovaného vápníku v mimotělním oběhu do rozpustného komplexu. Protože vápník je nejdílnou součástí kaskády srážení, jeho lokální odstranění citronanem zabránuje aktivaci kofaktorů srážení, faktorů X a protrombinu, a konečně tvorbě fibrinu. Antimikrobiální účinek a snížení tvorby biofilmu prostřednictvím vazby a odstranění Ca²⁺ z okolního prostředí. Ca²⁺ může regulovat několik genů odpovědných za růst a přežití mikrobů.

Varování:

- Citra-Lock™ je určen pouze pro použití pro uzavření katétru!
- Citra-Lock™ se nesmí aplikovat ani přímo intravenózní injekcí, ani přidávat do infuze!
- Má jej používat pouze kvalifikovaný a vyškolený personál!
- Lahvičku nepoužívejte, pokud je porušeno těsnění!
- Citra-Lock™ je pouze pro jednorázové použití. Nepoužívejte jednu lahvičku pro více pacientů!
- Nepoužité části zlikvidujte!
- Použité dříve otevřených injekčních lahviček (porušené těsnění) nebo použití nepoužitých částí přípravku může mít za následek bakteriální nebo infekci v místě katétru u pacienta v důsledku kontaminasyonu nedenníle hastada bakteriyemi ya da kateter bølge-si enfeksiyonu na neden olabilir!
- Přípravek Citra-Lock™ aplikujte pouze v případě, že je znám přesný objem katétru (viz pokyny výrobce katétru)!
- Skládajte při pokojové teplotě. Chraňte před zamrznutím!
- Nepoužívejte výrobek, pokud jste alergičtí na některou ze složek!
- Každý závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s přípravkem Citra-Lock™, nahláste výrobci a příslušnému orgánu, který má právomoc v členské státě, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

vedléjší účinky:

- Nejsou známy žádné vedléjší účinky, pokud se roztok používá k uzavření katétru.
- V případě, že se přípravek Citra-Lock™ dostane neúmyslně do žíly, může se objevit parestézie a/nebo dysgeúzie.

Návod k použití:

- Aseptická technika musí být dodržována po celou dobu.
- Před zahájením dialyzačního sezení je třeba pomocí injekční stříkačky odsát přípravku Citra-Lock™, který byl u katétru zaveden během předchozího sezení, a zlikvidovat jej v souladu s pravidly pro nakládání s biologickým odpadem platnými v daném zdravotnickém zařízení.
- Propíchněte lumen každého katétru 5 ml sterilního roztoku 0,9% chloridu sodného, abyste odstranili zbytky krve z předchozí operace.
- Z injekční lahvičky odeberte přesný objem přípravku Citra-Lock™ (předepsaný výrobem katétru) pomocí 5ml nebo menší odměrné stříkačky, abyste zajistili přesný objem.
- Do katétru pomalu vstříkujte daný objem přípravku Citra-Lock™ (po dobu 5-10 s).

Kateter kilit solúsyonu 20 x 5 ml flakon

Urün Açıklaması:

Suda %46,7 trisodiyu sitrat. Steril olarak teslim edilen Citra-Lock™, jeffav ve renkizdir bir solúsyon olarak sunulur. pH, yaklařık 6,7 olarak ayarlanmıştır. Aseptik tekniğe her zaman uyulmalıdır. Tek kullanımlık her bir flakon 5 ml solúsyon içerir.

Amaçlanan Kullanım:

Citra-Lock™, herhangi bir tip intravenöz kateterde kanın pıhtılaşmasını ve enfeksiyonu önlemek amacıyla, yalnızca kateter kilit solúsyonu olarak kullanıma yöneliktir.

Şunlan önlemeyi amaçlar:

- Kateterdeki kanın pıhtılaşması
- Kateterdeki bakteriyel enfeksiyonlar

Aynı zamanda şunlan azaltmasını amaçlar:

- Kateterde biyofilm oluşumu

Performans:

Trisodiyum sitrat, ekstrakorporeal devrede iyonize kalsiyumun çözünür bir kompleks halinde şelatlanması ile pıhtıların önlenmesini sağlar. Kalsiyum, pıhtılaşma kaskadına dahil olan entegre bir iyon olduğdu için sitrat ile yerel giderme, pıhtılaşma yardımcı kofaktörleri, faktör X ve protrombinin aktivasyonunu ve nihai olarak fibrin oluşumunu engeller. Ortamdaki Ca²⁺'nin bağlanması ve giderilmesi ile antimikrobiyal etki-dir ve biyofilm oluşumunu azaltır. Ca²⁺, mikropaların gelişimi ve hayatta kalmasını neden olan birkaç genin ifadesineylebilir.

Uyarılar:

- Citra-Lock™, yalnızca Kateter Kiliti olarak kullanıma yöneliktir!
- Citra-Lock™ direkt intravenöz enjeksiyon olarak uygulanamaz veya infüzyona eklenmez!
- Yalnızca vasfı ve gereklili eđitimi sahip personel tarafından kullanılmalıdır!
- Mühtü kırılması flakonu kullanmayın!
- Citra-Lock™ yalnızca tek kullanımlıktır. Bir flakonu birden fazla hasta için kullanmayın!
- Kullanılmamış kısımları atın!
- Onceden açılmış flakonların (mühtü kırılmış) ya da kullanılmamış kısımların kullanılması, bu tür flakonların veya kısımların bakteriyel kontaminasyonu nedeniley hastada bakteriyemi ya da kateter bølge-si enfeksiyonu na neden olabilir!
- Yalnızca kesin kateter hastanın biliniyorsa (kateter üreticisinin talimatlarına bakın) Citra-Lock™ enjekte edin!
- Odası sakladığında saklayın. Donmasını engelleyin!
- Ürünü, bileşenlerinden herhangi birine alerjisi olan kişilere kullanmayın!
- Citra-Lock™ ile bağımlı olarak meydana gelen her türlü ciddi olayı üreticiye ve kullanıcı ve/veya hastanın bulunduğu Üye Devlet içersinde ilgili yetkisine sahip olan yetkili makama bildirin.

Yan Etkiler:

- Solúsyon bir kateter kilidi olarak kullanıldığında bilinen yan etkisi yoktur.
- Citra-Lock™ kazara toplardamara girerse parestézi ve/veya disgeúzi meydana gelebilir.

Kullanım Talimatları:

- Aseptik tekniğe her zaman uyulmalıdır.
- Dializ seansı başlamadan önce, bir önceki seansta kateterlere enjekte edilen Citra-Lock™ şırınga yardımıyla aspire edilmedi ve kurumun biyolojik tehlikeli atık politikası uyanınca bertaraf edilmelidir.
- Onceki işlemden geriye kalan kanı gidermek için her kateter lümeni 5 ml steril 90,9 sodyum klorür solúsyonuyla yıkayın.
- Doğru hacmi sağlamak için 5 ml veya daha büyük ölçüklü bir şırınga kullanırsanız Citra-Lock™'yi makamlı hacmini (kateter üreticisi tarafından belirtilen) şıjedin alın.
- Yıkama hacmindeki Citra-Lock™ katetere yavaşça enjekte edin (5-10 saniye süreyle).

Roztwór do zabezpieczenia cewnika, 20 fiolek x 5 ml

Opis produktu:

46,7% roztwór trisodnyu cytrynianu w wodzie. Citra-Lock™ dostarczony jest w stanie jadalnym jako przeźrysty, bezbarwny roztwór. Wartość pH dostosowano do około 6,7. Należy stosować zasady aseptyki. Każda fiołka jednorazowego użytku zawiera 5 ml.

Przeznaczenie:

Citra-Lock™ przeznaczony jest wyłącznie do stosowania jako roztwór zabezpieczający cewnik, zapobiegający krzepnięciu krwi i zakażeniom w przypadku każdego typu cewnika dożylnego.

Zapobieganie:

- krzepnięcia krwi w cewniku;
- zakażeniom bakteryjnym w cewniku.

I zmniejszanie:

- tworzenia się biofilmu w cewniku.

Działanie:

Cytrynian trisodowy wywołuje działanie przeciwzakrzepowe poprzez chelataowanie zjonizowanego wapnia w obiegu pozaustrojowym do postaci rozpuszczalnego kompleksu.

Ż uwagi na to, że wapń jest integralnym jodem biorącym udział w kaskadzie krzepnięcia, jego miejscowe usunięcie za pomocą cytrynianu zapobiega aktywacji kofaktorów krzepnięcia, czynnika X i protrombiny oraz ostatecznemu tworzeniu się fibryny. Działanie przeciwdrobnoustrojowe i redukcja tworzenia biofilmu poprzez wiązanie i usuwanie Ca²⁺ w otaczającym środowisku. Ca²⁺ może regulować kilka genów odpowiedzialnych za wzrost i przeżycie drobnoustrojów.

Ostrzeżenia:

- Citra-Lock™ przeznaczony jest wyłącznie do stosowania jako zabezpieczenie cewnika!
- Citra-Lock™ nie jest przeznaczony do podawania w formie bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego ani podawania do infuzji!
- Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel!
- Nie używać folii, jeśli plomba jest uszkodzona!
- Nie należy stosować jednej folii u wielu pacjentów!
- Wyproduk niewykorzystane porcje!
- Użyjcie wcześniej otwartych fiolek (z zerwaną plombą) lub wykorzystanie niewykorzystanych porcji może wywołać bakteriemie lub zakażenie miejsca wprowadzenia cewnika u pacjenta z powodu zanieczyszczenia bakteryjnego takich fiolek lub porcji!
- Wstrzykiwać Citra-Lock™ tylko wtedy, gdy znana jest dokładna objętość cewnika (patrz instrukcje producenta cewnika)!
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed zamrożeniem!
- Nie należy stosować produktu, jeśli występuje alergia na którykolwiek ze składników!
- Należy zgłosić każdy poważny incydent, który miał miejsce w związku z Citra-Lock™, do producenta i właściwego organu mającego jurysdykcję w państwie członkowskim, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę / miejsce zamieszkania.

Działania niepożądane:

- Nie zaobserwowano działań niepożądanych przy stosowaniu roztworu jako zabezpieczenia cewnika.
- W sytuacji gdy Citra-Lock™ przypadkowo przedostanie się do żyły, mogą wystąpić parestezje i/lub zaburzenia smaku.

Instrukcje dotyczące postępowania:

- Należy zawsze stosować zasady aseptyki.
- Przed rozpoczęciem sekcji dializy wyrób Citra-Lock™, który został wprowadzony do cewników podczas poprzedniej sekcji, należy odebrać za pomocą strzykawki i zutylizować zgodnie z zasadami placówki dotyczącymi odpadów stanowiących zagrożenie biologiczne.
- Przemyć kask światła cewnika 5 ml roztworu z użyciem 0,9% roztworu chloridu sodu, aby usunąć krew pozostałą po poprzednim zastosowaniu.
- Odpowiednie dokładną objętość napełnienia (zapisaną przez producenta cewnika) preparatu Citra-Lock™ z fiolek za pomocą strzykawki z podziałką o pojemności 5 ml lub mniejszej, aby zapewnić dokładny pomiar objętości.
- Wstrzyknąć objętość napełnienia Citra-Lock™ powoli do cewnika (trwa to 5–10 sekund).

Katétrový roztok 20 x 5 ml injekčních liekoviek

Popis výrobku:

46,7% roztok trisodného vo vode. Citra-Lock™ sa dodáva sterilný a vo forme číreho bezfarebného roztoku. pH je upravené na približne 6,7. Vždy sa musí dodržiavať aseptická technika. Každá jednorazová injekčná liekovka obsahuje 5 ml.

Určené použitie:

Citra-Lock™ je určený výlučne ako roztok na uzavretie katétra, ktorý zabráňuje srážaniu krvi a infekcii v akomkoľvek type intravenózneho katétra.

Zabráňenie:

- srážaniu krvi v katétri
- bakteriálnym infekciám v katétri

A zníženie:

- tvorby biofilmu v katétri

Výkon:

Citrát trisodný spôsobuje antikoagulačnú chelataciu ionizovaného vápníka v zvnajtelesnom obehu na rozpustný komplex. Keďže vápník je integrlným iónom zapojeným do kaskády srážania, jeho lokálne odstránenie citrátom zabránuje aktivácii kofaktorov srážania, faktora X a protrombina, a konečne tvorbu fibrínu. Antimikrobiálny účinek a zníženie tvorby biofilmu prostredníctvom väzania a odstránenia Ca²⁺ v okolitom prostredí. Ca²⁺ môže regulovať viaceré gény zodpovedné za rast a prežitie mikrobov.

Výstrahy:

- Citra-Lock™ je určený len na použitie ako katétrový zámok!
- Citra-Lock™ sa nesmie aplikovať ani priamou intravenóznou injekciou, ani pridaním do infúzie!
- Používať výrobok môže len kvalifikovaný a vyškolený personál!
- Nepoužívajte výrobok, ak je porušené tesnenie!
- Citra-Lock™ je určený len na jedno použitie. Nepoužívajte jednu injekčnú liekovku pre viacerých pacientov!
- Nepoužité časti zlikvidujte!
- Použitie predtým otvorených injekčných liekoviek (porušené tesnenie) alebo použitie nepoužitých dávok môže mať za následok bakteriémiu alebo infekciu v mieste zavedenia katétru u pacienta v dôsledku bakteriálnej kontaminácie takýchto injekčných liekoviek alebo dávok!
- Injekciu Citra-Lock™ podávajte len vtedy, ak je známy presný objem katétra (pozri pokyny od výrobcu katétra)!
- Vstrýkajte Citra-Lock™ len vtedy, keď je známa presná objemová kapacita cewnika (patrz instrukcje producenta cewnika)!
- Skladujte pri izbovej teplote. Chraňte pred zamrznutím!
- Nepoužívajte výrobok, pri známej alergii na niektorú zo složek!
- O vsakem vážnem zapletu, ki se je zgodil v zvezi z raztopino Citra-Lock™, výrobcovi a prislúšnému orgánu, ktorý má právomoc v členskom štáte, v ktorom je používateľ a/alebo pacient usadený.

Vedľajšie účinky:

- Nie sú známe žiadne vedľajšie účinky, ak sa roztok používa ako katétrový zámok.
- V prípade, že sa prípravek Citra-Lock™ neúmyselne dostane do žily, môže sa objaviť parestézia a/alebo dysgeúzia.

Návod na obsluhu:

- Za každých okolností dodržiavajte aseptickú techniku.
- Pred začatím dialyzačného sedenia sa musí Citra-Lock™, ktorý bol zavedený do katétru počas predchádzajúceho sedenia, odsáť pomocou injekčnej striekačky a zlikvidovať v súlade s pravidlami inštitúcie o biologickom odpade.
- Prepíchnite kimen každého katétra 5 ml sterilného 0,9 % roztoku chloridu sodného, aby ste odstránili zvyšky krvi, ktorá zostala po predchádzajúcej operácii.
- Odoberte presný objem (predpísaný výrobcom katétra) prípravku Citra-Lock™ z injekčnej liekovky pomocou 5 ml alebo menšej odmernej striekačky, aby ste zabezpečili presný objem.
- Pomaly vstreknite do katétra objem prípravku Citra-Lock™ (trvá to 5–10 sekúnd).

Raztopina za zapiranje katetrov 20 x 5 ml vialo

Opis izdelka:

46,7% roztok trisodnega citrata v vodi. Raztopina Citra-Lock™ se dobavlja sterilna in kot bistra brezbarvna raztopina. Vrednost pH je prilagojena na približno 6,7. Vedno je treba upoštevati aseptično tehniko. Ena viala za enkratno uporabo vsebuje 5 ml.

Predvidena uporaba:

Raztopina Citra-Lock™ se uporablja izključno kot raztopina za zapiranje katetrov za preprečevanje koagulacije krvi in okužb v vseh vrstah intravenskih katetrov.

Preprečuje:

- strjevanje krvi v katetru
- bakterijske okužbe v katetru

In zmanjšuje:

- nastajanje biofilma v katetru

Delovanje:

Trinatrijev citrat povzroča antikoagulacijo s keliranjem ionizirane ga kalcija v zunajtelesnem krogu v topen kompleks. Ker je kalcij integralni ion, ki sodeluje v kaskadi strjevanja krvi, lokalna odstranitev s citratom prepreči aktivacijo kofaktorjev strjevanja krvi, faktora X in protrombina, ter končno tvorbo fibrina. Protimikrobni učinek in zmanjšanje nastajanja biofilma z vezavo in odstranjevanjem Ca²⁺ v bližnjem okolju. Ca²⁺ lahko uravnava več genov, odgovornih za rast in preživetje mikrobov.

Opozorila:

- Raztopina Citra-Lock™ se uporablja samo kot sredstvo za zapiranje katetrov!
- Raztopina Citra-Lock™ se ne sme uporabljati niti z neposrednim intravenskim vbrizgavanjem niti z dodajanjem v infuzijo!
- Uporablja jo lahko samo usposobljeno in izurjeno osebo!
- Ne uporabljajte vialo, če je zaščitna oznaka poškodovana!
- Raztopina Citra-Lock™ je namenjena samo za enkratno uporabo. Ne uporabljajte ene vialo za več bolnikov!
- Neuporabljeno vsebino zavrzite!
- Uporaba predhodno odprtih vial (poškodovana zaščitna oznaka) ali uporaba neuporabljenih delov lahko pri bolniku povzroči bakteriemijo ali okužbo na mestu katetra zaradi bakterijske kontaminacije takih vial ali vsebin!
- Vbrizgajte raztopino Citra-Lock™ samo, če je znano točen volumen katetra (glejte navodila proizvajalca katetra)!
- Shranjujte pri sobni temperaturi. Zaščitite pred zamrzovanjem!
- Izdelka ne uporabljajte v primeru alergije na katero koli od sestavin!
- O vsakem resnem zapletu, ki se je zgodil v zvezi z raztopino Citra-Lock™, poročajte proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik sedež in/ali bolnik stalno prebivališče.

Neželjeni učinki:

- Ni znanih neželjenih učinkov, če se raztopina uporablja za zapiranje katetra.
- Če raztopina Citra-Lock™ nenamerno preide v veno, se lahko pojavi parestezija in/ali disgeuzija.

Navodila za uporabo:

- Vedno je treba uporabljati aseptično tehniko.
- Pred začetkom postopka dialize je treba raztopino Citra-Lock™, ki je bila instilirana v katete med prejšnjim postopkom, aspirirati z brizgo in jo zavržiti v skladu s pravilnikom o bioloških odpadkih v ustanovi.
- Lumen posameznega katetra sperite s 5 ml sterilne 0,9 % raztopine natrijevega klorida, da odstranite morebitno kri, ki je ostala od prejšnjega posega.
- Iz vialo odvzemite točno določeno količino raztopine Citra-Lock™ (ki jo predpisuje proizvajalec katetra) s 5 ml ali manjšo graduirano brizgo, da zagotovite točen volumen.
- V kateter počasi vbrizgajte začetno količino raztopine Citra-Lock™ (5–10 sekund).

Solução de bloqueio de cateter 20 frascos de 5 ml

Descrição do produto:

46,7% de citrato trissódico em água. Citra-Lock™ é fornecido em estado estéril sob a forma de uma solução límpida incolor. O pH é ajustado para aproximadamente 6,7. A técnica aséptica tem de ser mantida em permanência. Cada frasco de utilização única contém 5 ml.

Utilização prevista:

Citra-Lock™ destina-se exclusivamente a utilização como solução de bloqueio de cateter para evitar a coagulação do sangue e infeções em qualquer tipo de cateter intravenoso.

Para evitar:

- a coagulação do sangue no cateter;
- infeções bacterianas no cateter.

E para reduzir:

- a formação de biofilme no cateter.

Desempenho:

O citrato trissódico causa anticoagulação através da formação de um complexo solúvel decorrente da queação do cálcio ionizado no circuito extracorpóreo.

Uma vez que o cálcio é um íão integral envolvido na cascata da coagulação, a eliminação local pelo citrato evita a ativação dos cofatores da coagulação, fator X e protrombina, e a formação, em última instância, de fibrina. Há um efeito antimicrobiano e uma redução na formação de biofilme através da ligação e remoção de Ca²⁺ no meio envolvente. O Ca²⁺ pode regular vários genes responsáveis pelo desenvolvimento e pela sobrevivência de micróbios.

Advertências:

- Citra-Lock™ destina-se apenas a utilização como bloqueio de cateter!
- Citra-Lock™ não pode ser aplicado através de injeção intravenosa direta, nem adicionado a uma perfusão!
- Para utilização apenas por pessoal competente e com formação!
- Não utilize o frasco se o selo estiver quebrado!
- Citra-Lock™ destina-se apenas a uma única utilização. Não utilize um frasco para vários doentes!
- Elimine as porções não utilizadas!
- A utilização de frascos anteriormente abertos (selo quebrado) ou a utilização de porções não utilizadas pode resultar em bacteriemia ou infeção do local do cateter no doente, devido a contaminação bacteriana desses/as) frascos ou porções!
- Injete Citra-Lock™ apenas se o volume exato do cateter for conhecido (consulte as instruções do fabricante do cateter)!
- Conserve à temperatura ambiente. Não deixe congelar!
- Não utilize o produto em caso de alergia a qualquer um dos componentes!
- Comunique qualquer incidente grave ocorrido com o Citra-Lock™ ao fabricante e à autoridade competente com jurisdição no Estado-Membro em que o utilizador e/ou doente estão estabelecidos.

Efeitos secundários:

- Não são conhecidos efeitos secundários quando a solução é utilizada como bloqueio de cateter.
- No caso de Citra-Lock™ passar inadvertidamente para a veia, pode(m) ocorrer parestesia e/ou disgeusia.

Instruções de utilização:

- A técnica aséptica tem de ser mantida em permanência.
- Antes do início da sessão de diálise, o Citra-Lock™ instilado nos cateteres durante a sessão anterior deve ser aspirado com a ajuda de uma seringa e eliminado de acordo com a política da instituição para resíduos com perigo biológico.
- Irgue o lúmen de cada cateter com 5 ml de solução estéril de cloreto de sódio a 0,9%, para remover qualquer sangue restante da operação anterior.
- Extraia o volume de preparação exato (indicado pelo fabricante do cateter) de Citra-Lock™ do frasco, utilizando uma seringa graduada de 5 ml ou menor, para garantir um volume preciso.
- Injete o volume de preparação de Citra-Lock™ lentamente no cateter (demorando entre 5 e 10 segundos).

Citra-Lock™

Kateterinio užraktas tirpalo buteliukai, 20 x 5 ml

Produktų aprašymas:

46,7 % trinatrinio citrato vandenyje. „Citra-Lock™“ tiekiamas sterilus kaip skaidrus bespalvis tirpalas. pH sureguliuojamas iki maždaug 6,7. Visada reikia laikytis aseptikos technikos. Kiekviename vienkartiname buteliuke yra 5 ml.

Naudojimas pagal paskirtį:

„Citra-Lock™“ yra kateterio užraktas tirpalas, skirtas užkirsti kelią kraujo krešėjimui ir infekcijai bet kokių tipų intraveniniame kateteryje.

Apsaugoti nuo:

- kraujo krešėjimo kateteryje;
- bakterijų infekcijų kateteryje.

Sumažinti:

- bioplėvelės formavimąsi kateteryje.

Veikimas:

trinatrijo citratas sukelia antikoaguliaciją jonizuoto kalcio chelatiniu ekstrakorporinėje grandinėje į tirpą kompleksą.

Kadangi kalcis yra neatskiriamas krešėjimo kaskadoje dalyvaujantis jonas, vietinis citrato pašalinimas neleidžia suaktyvinti krešėjimo kofaktorių, X faktoriaus ir protrombino bei galutinio fibrino susidarymo. Antimikrobinis poveikis ir bioplėvelės susidarymo mažinimas sušiant ir pašalinant Ca²⁺ iš aplinkinės aplinkos. Ca²⁺ gali reguluoti keletą genų, atsakingų už mikrobų augimą ir išlikimą.

Įspėjimai:

- „Citra-Lock™“ skirtas naudoti tik kaip kateterio užraktas!
- „Citra-Lock™“ negalima švirkšti tiesiogiai į veną arba pridėti prie infuzijos!
- Naudoti gali tik kvalifikuotas ir apmokytas personas!
- Nenaudokite buteliuko, jei suaužytas sandariklis!
- „Citra-Lock™“ skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Nenaudokite vieno buteliuko keliems pacientams!
- Nepanaudotas porcijas išmeskite!
- Naudojant anksčiau atidarytus buteliukus (sulauzius dangtelį) arba naudojant nepanaudotas porcijas, pacientui gali išsivystyti bakteriemija arba kateterio infekcija dėl kokių buteliuko ar porcijų užterštumo bakterijomis!
- „Citra-Lock™“ švirkškite tik tada, kai žinomas tikslus kateterio tūris (žr. kateterio gamintojo instrukcijas)!
- Laikykite kambario temperatūroje. Saugokite nuo užšalimo!
- Nenaudokite produkto, jei esate alergiškas bet kuriam komponentui!
- Nenaudokite gamintojų ir kompetentingai institucijų, turinčių jurisdikciją valstybėje narėje, kurioje yra naudotojas ir (arba) pacientas, apie bet koki rimtą incidentą, susijusį su „Citra-Lock™“.

Salutinis poveikis:

- Kai tirpalas naudojamas kaip kateterio užraktas, salutinis poveikis nežinomas.
- Jei „Citra-Lock™“ netiesia patenka į veną, gali atsirasti parestezija ir (arba) disgeuzija.

Naudojimo instrukcijos:

- Visada reikia laikytis aseptikos technikos.
- Prieš pradėdant dializės seansą „Citra-Lock™“, kuris buvo įlašintas į kateterius ankstesnio seanso metu, turi būti išburtas švirkštu ir išsiurbtas pagal įstaigos biologinių pavojingų atliekų politiką.
- Kiekvieną kateterio spindį praplaukite 5 ml sterilus 0,9 % natrio chlorido tirpalu, kad pašalintumėte po ankstesnės procedūros likusį kraują.
- Norėdami užkirsti tikslų tūrį, iš buteliuko ištraukite tikslų užpildymo tūrį (nurodytą kateterio gamintojo), naudodami 5 ml ar mažesnę graduotą švirkštą.
- Letai švirkškite „Citra-Lock™“ užpildymo tūrį į kateterį (5–10 sek.).

Цитра-Лок / Citra-Lock™

Разтвор за заплъване на катетри 20 флакона по 5 ml

Описание на продукта:

46,7% тринатриев цитрат във вода. Citra-Lock™ се доставя стерilen и във вид на бистър безцветен разтвор. Стойността на pH е регулирана до приблизително 6,7. Асептичната процедура трябва да се спазва по всяко време. Всеки флакон за еднократна употреба съдържа 5 ml.

Предназначение:

Цитра-Лок™ е предназначен единствено като разтвор за заплъване на катетри за предотвратяване на съсраването на кръв и инфекциите във всички тип ивтрavenozни катетери.

За предотвратяване на:

- Съсирването на кръв в катетъра
- Бактериални инфекции в катетъра

И намаляване на:

- Образуването на биофилм в катетъра

Начин на действие:

Тринатриевият цитрат предизвиква антикоагулация чрез хелатиране на йонизираните калций в екстракорпоралния кръв в разтворим комплекс.

Тъй като калцият е интерален йон, участващ в каскадата на кръвосъсирването, локалното му отстраняване чрез цитрат предотвратява активирането на кофакторите на кръвосъсирването, фактор X и протромбин и последващото образуване на фибрин. Антимикробен ефект и намаляване на образуването на биофилм чрез свързване и отстраняване на Ca²⁺ в заобикалящата среда. Ca²⁺ може да регулира редица гени, отговорни за растежа и оцеляването на микробите.

Предупреждения:

- Citra-Lock™ е предвиден за употреба само като средство за заплъване на катетри!
- Citra-Lock™ не трябва да бъде прилаган нито чрез директно интравенозно инжектиране, нито като добавка към инфузия!
- Да се използва само от квалифицирани и обучени персонал!
- Не използвайте флакона, ако запечатването е нарушено!
- Citra-Lock™ е само за еднократна употреба. Не използвайте един флакон за няколко пациенти!
- Изхвърлете неизползваните количества!
- Използването на вече отворени флакони (с нарушено запечатване) или използването на неизползвани количества може да доведе до бактериемия или инфекция на мястото на катетъра при пациента поради бактериално замърсяване на тези флакони или количества!
- Инжектирайте Citra-Lock™ само ако е известен точният обем на катетъра (вижте инструкциите от производителя на катетъра)!
- Съхранявайте на стайна температура. Предпазете от замръзване!
- Репортирайте orice incident grav, legat de Citra-Lock™, către producător și către autoritatea competentă din statul membru în care utilizatorul și/ sau pacientul este domiciliat.

Ефекте secundare:

- Nu sunt cunoscute efecte secundare atunci când soluția este utilizată pentru blocarea cateterului.
- În cazul în care Citra-Lock™ pătrunde accidental în venă, pot apărea parestezie și/sau disgeuzie.

Инструкции de utilizare:

- Tehnica aseptică trebuie menținută în permanență.
- Înainte de începerea sesiunii de dializă, soluția Citra-Lock™ introdusă în catetere în timpul sesiunii anterioare trebuie aspirată cu ajutorul unei seringi și eliminată conform politicii instituției privind deșeurile biologice periculoase.
- Clătiți fiecare lumen al cateterului cu 5 ml soluție sterilă de clorură de sodiu 0,9% pentru a îndepărta orice urmă de sânge rămasă din operațiunea anterioară.
- Extrageți volumul exact de umplere (prescris de producătorul cateterului) de Citra-Lock™ din flacon, utilizând o seringă gradată de 5 ml sau mai mică, pentru a asigura un volum precis.
- Injectați lent volumul de umplere de Citra-Lock™ în cateter (în 5-10 secunde).

Stranični efekti:

- Не са известни странични ефекти, когато разтворът се използва за заплъване на катетъра.
- В случай, че Citra-Lock™ попадне по невинимание във вената, може да се появи парестезия и/или дисгеузия.

Инструкции за употреба:

- Асептичната процедура трябва да се спазва по всяко време.
- Преди започване на диализната сесия Citra-Lock™, който е бил въведен в катетрите по време на предишната сесия, трябва да се аспирира с помощта на спринцовка и да се изхвърли в съответствие с правилата за биологични отпади отпадъци на институцията.
- Промийте лумена на всеки катетър с 5 ml стерилен 0,9% разтвор на натриев хлорид, за да отстраните кръвта, останала от предишната процедура.
- Изгетете точния обем за заплъване (предисан от производителя на катетъра) на Citra-Lock™ от флакона, като използвате 5 ml или по-малка градуирана спринцовка, за да осигурите точен обем.
- Инжектирайте обема за заплъване от Citra-Lock™ бавно в катетъра (за 5-10 сек.).

REF 24060202

MD

0197

Difinco B.V. Lauwersmeer 9C 5347 JR Oss The Netherlands

www.citra-lock.com

info@citra-lock.com

12610052_Citra-Lock46,7_GIF_L623a.indd 2

623471261005202025

MDR - Rev.1 - February 12, 2025

20.02.25 19:04