

## CRRT

met System One™

*NxStage® System One™ biedt de eenvoud en flexibiliteit die beantwoordt aan de wensen van de intensivisten en verpleegkundigen van de Intensive Care.*

### ONTWERP GERICHT OP EENVOUD EN GEBRUIKSGEMAK

- Cassette systeem voor snelle opbouw
- OneView™ touchscreen interface vereenvoudigt bediening en training
- Ergonomische opbouw
- Geen weegschalen (volumetrisch systeem)
- Korte scholingstijd

### CASSETTE SYSTEEM

- Cassette systeem met geïntegreerd hemofilter voor eenvoudige en snelle opbouw (< 2 min.)
- Voor alle gangbare acute therapieën (pre/post)
- Optimale bloedflow en minimale stolling (geen bloed/luchtcontact)



**Nx** STAGE  
CRITICAL CARE

### VOLUMETRISCH BALANSSYSTEEM

- Geeft minder balansalarmen
- UF aansluiting direct op de afvoer dus geen UF-zakken nodig
- Eenvoudige substitutiezak wissel

### ONEVIEW TOUCHSCREEN INTERFACE

- Intuïtief opbouw- en HELP menu
- Geeft real-time therapie informatie (ook grafisch)
- Aansluiting op het ziekenhuis netwerk (PDMS)
- Ondersteunt korte scholingstijd